



SURGIPLASTER

Ενδείκνυται για μικρές και μεγάλες οστικές αναπλάσεις, οδοντιατρικής χρήσης.

Αποτελούμενο από προ-σκληρυμένους κόκκους θειικού ασβεστίου με στρογγυλεμένες γωνίες και με διάσταση μεταξύ 1.000 και 2,000 μm, ενδείκνυται ιδιαίτερα ως πληρωτικό για μεγάλες ανυψώσεις του δαπέδου του ιγμορείου και για την πλήρωση μεγάλων οστικών κοιλοτήτων. Τα προσκληρυμένα κοκκία τοποθετούνται εύκολα στο σημείο εφαρμογής χρησιμοποιώντας την προγεμισμένη σύριγγα που έχει ένα λοξό άνοιγμα.

Η μεγάλη κοκκομετρία των κόκκων επιτρέπει μια καλύτερη και ταχύτερη σταθεροποίηση, μια κατάσταση που είναι δυνατή για μια πλήρη αναγέννηση των οστών, ακόμη και σε ελαττώματα των οστών με μια μεγάλη διάσταση.

Η ποσότητα του υλικού που περιέχεται στη σύριγγα είναι συνήθως επαρκής για να εκτελέσει μια μεγάλη ανύψωση του δαπέδου του άνω κόλπου.

Σε μια διαδικασία δύο βημάτων, όπως η πλήρωση μεγάλων οστικών κοιλοτήτων ή για μια διμερή ανύψωση του ιγμορείου, θα πρέπει πάντα να λειτουργείτε σε αποστειρωμένο πεδίο.

GHIMAS S.p.a.: Via Cimarosa Domenico, 85, 40033 Casalecchio di Reno BO, Italy

[+39 051 575353](tel:+39051575353)