

3 DISC IOS

MADE IN USA

ΕΓΧΡΩΜΟ

ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ “CLOUD”

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ & REAL TIME ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -
BEST CUSTOMER SERVICE

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ - EASY TO USE

ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - BIG R&D DEPARTMENT

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 6 ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ SCANNER ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ONE OF THE 6
PATENTED SCANNERS IN THE WORLD

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - DESIGNED FOR
DENTAL CLINIC AND NOT FOR LABS (i.e. trios)

Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - THE SMALLEST HANDPIECE

Η ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - THE LIGHTER HANDPIECE

ΤΟ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ “TIP” - THE LONGEST TIP

ΤΟ “TIP” ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 360 ΜΟΙΡΕΣ - TIP TURN IN 360 DEGREES

ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ “ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ” – NO NEED TO CALIBRATE

ΤΟ “TIP” ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 250 ΦΟΡΕΣ - TIP AUTOCLAVABLE FOR 250 TIMES

ΓΡΗΓΟΡΟ: ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ 20 δευτερόλεπτα - FAST:
FULL MOUTH SCAN EVEN IN 20 secs

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ - FREE UPGRADE

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ 2-3 ΜΗΝΕΣ - UPGRADE EVERY 2-3 MONTHS

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - OPEN SYSTEM (ALL FILES, STL, OBJ, PLY)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΙΜΗΣ - VALUE FOR MONEY

ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ - SMART & FRIENDLY
SOFTWARE

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - COLOR CODING ACCURACY

“ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ” - INTUITIVE

ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ, ΥΠΑΡΞΗ “VENTILATOR” - NO NEED TO WARM UP,
EXISTENCE OF VENTILATOR

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - NO DISTORTION

ΣΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ – OCCLUSION SCANNING

ΕΦΑΡΜΟΓΗ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ” - DRAWING OF THE MARGINAL LINES

ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ “QUALITY MAPPING” – THE ONLY WITH QUALITY
MAPPING APPLICATION

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ “ΧΑΡΑΚΑ” - RULLER APPLICATION

ΕΦΑΡΜΟΓΗ “GINGIVA MATCHING” - (BETTER FOR EDENTULOUS), ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ
ΟΛΙΚΕΣ ΝΩΔΟΤΗΤΕΣ

20mm ΒΑΘΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ – 20mm DEPTH SCANNING OF ROOT
CANAL

SMILE DESIGN ΕΦΑΡΜΟΓΗ/APPLICATION

ΕΦΑΡΜΟΓΗ/APPLICATION GUIDED SURGERY

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ – ORTHODONTIC APPLICATION

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ – MODEL 3D PRINTING APPLICATION

HERON™ IOS: Το HERON IOS είναι ενδοστοματικός σαρωτής σχεδιασμένος

για να φέρει την απλότητα στο ιατρείο σας!

*Φιλικό στον χρήστη λογισμικό, εργονομικός και compact με ανοιχτό σύστημα, ο σαρωτής **HERON IOS** “μεταφέρει” το ιατρείο σας στο ψηφιακό κόσμο εύκολα! Έτοιμο για χρήση από την πρώτη μέρα. Μια άριστη προσθήκη σε κάθε σύγχρονο οδοντιατρείο.*

HERON CLINIC Software

Σχεδιασμένο για απλούστερη, ταχύτερη και ακριβέστερη σάρωση.

Χωρίς έξτρα χρεώσεις για ετήσια άδεια λογισμικού

Δωρεάν αναβαθμίσεις.

Ανοιχτά αρχεία STL / PLY / OBJ για εύκολη αποστολή αρχείων στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον (UI)

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HERON Clinic**, η ομάδα σας μπορεί εύκολα να προηγηθεί στο λογισμικό για να καλύψει όλες τις ανάγκες προθετικών αποκαταστάσεων, εμφυτευμάτων και ορθοδοντικής.

Είτε πρόκειται για δημιουργία θήκης, σάρωση ή τοποθέτηση θήκης, το **HERON IOS** με σαφείς ροές εργασίας και μια πλατφόρμα κοινής χρήσης cloud, διευκολύνει τη δημιουργία και αναζήτηση περιστατικών ανά ασθενή και αποστολή τους στο συνεργαζόμενο οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

Έξυπνος “επανα-προσανατολισμός”

Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ο οδοντίατρος ξεκινά την σάρωση από το σημείο του τόξου που έχει ήδη σαρωθεί.

Χάρτης Σύγκλεισης με ένα κλικ

Σχεδιάστηκε για να τσεκάρει τα σημεία σύγκλεισης πριν το αρχείο σταλεί στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Έτσι, ο γιατρός επιβεβαιώνει την απόσταση σύγκλεισης.

Έλεγχος ποιότητας κατά την σάρωση

Χρησιμοποιούμενος ως συμπλήρωμα του πρωτόκολλου σάρωσης, ο «Χάρτης Ποιότητας» επιτρέπει τον χρήστη να προσδιορίσει εάν έχουν ληφθεί επαρκή δεδομένα σε βασικές ζώνες. Σε περίπτωση ανεπαρκών δεδομένων ο ιατρός σαρώνει εκείνες τις περιοχές για τις οποίες απαιτούνται περισσότερα δεδομένα.

ΣΑΡΩΤΗΣ HERON IOS

Ελαφρύς, υψηλής ακρίβειας που ζυγίζει **μόνο 150 γραμμάρια**.

Άκρο με περιστροφή 360° με ιδανική γωνία για ταχεία σάρωση και άνετη λήψη του αποτυπώματος.

- Ελαφρύ με κομψό και εργονομικό σχεδιασμό.
- Περιστρεφόμενο άκρο για ιδανική γωνία σάρωσης.
- Σύστημα Anti-fog (για να μην θολώνει ο φακός).
- Ρεαλιστικά χρώματα.
- Απόλυτη άνεση για τον ασθενή.

Ο ενδοστοματικός σαρωτής **HERON IOS** είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στις ΗΠΑ.

Δείτε λίγα λόγια για την εταιρεία 3DISC

Με έδρα τις ΗΠΑ και την Γαλλία και τμήμα R&D στην Κορέα, η **3DISC** είναι μια γρήγορα αναπτυσσομένη εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη και κατασκευή ενδοστοματικών σαρωτών υψηλών προδιαγραφών. www.3disc.com

Δείτε το σχετικό βίντεο:

<https://youtu.be/LF595Fz28tY>