

BloodSTOP® 
CONTROLS BLEEDING FAST

**ADVANCED HEMOSTAT
WITH WOUNDHEAL®**

Made in USA

Description (Eng) BloodSTOP® iX Advanced Hemostat with WoundHEAL® has been clinically proven to be the best advanced hemostatic and wound healing matrix for use by hospital and other medical professionals. Derived from etherified carboxymethyl cellulose, it will not irritate wounds. Upon contact with blood and exudates, BloodSTOP iX quickly activates the intrinsic coagulation cascade, accelerating clot formation and forming a transparent protective gel layer that creates a natural moist environment to promote healing. The woven matrix adheres to any wound, facilitating continual monitored without disrupting blood clotting. * For use by medical professionals.

Περιγραφή

Το BloodSTOP® iX Advanced Hemostat με WoundHEAL® έχει αποδειχθεί κλινικά ότι είναι η καλύτερη προηγμένη αιμοστατική μήτρα και μήτρα επούλωσης τραυμάτων για χρήση από νοσοκομειακούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Προέρχεται από αιθεροποιημένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (carboxymethyl cellulose), δεν θα ερεθίσει τις πληγές. Κατά την επαφή με το αίμα και τα εξιδρώματα, το BloodSTOP iX ενεργοποιεί γρήγορα το εγγενές σύστημα πήξης, επιταχύνοντας το σχηματισμό θρόμβων και σχηματίζοντας ένα διαφανές προστατευτικό στρώμα πηκτής που δημιουργεί ένα φυσικό υγρό περιβάλλον για την προώθηση της επούλωσης. Η υφαντή μήτρα προσκολλάται σε οποιαδήποτε πληγή, διευκολύνοντας τη συνεχή παρακολούθηση χωρίς να διαταράσσεται η πήξη του αίματος.

* Για χρήση από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα.

Χρόνος απορρόφησης: περίπου 2 εβδομάδες.

Διαστάσεις 13mm x 50mm (χ 24 τεμάχια)

ΙΔΑΝΙΚΟ:

-για οποιαδήποτε μορφή στοματικής αιμορραγίας.

-για οποιαδήποτε μορφή αιμορραγίας γενικά (ιδανικό να υπάρχει, για άμεση χρήση, ακόμη και στο σπίτι).

-για αιμορραγία αγγείων, αρτηριών (στους μαλακούς ιστούς και το οστό.

Προσκολλάται στα αιμοφόρα αγγεία, δημιουργώντας το θρόμβο).

-λειτουργεί ως "τεχνητός θρόμβος".

-για διαβητικούς.

-για προστασία μετά από διάτρηση της μεμβράνης του ιγμορείου (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προστασία της μεμβράνης Schneider).

-στις τομές στην υπερώα.

Web: <https://www.fcm.com.gr/> - <https://www.adm1stchoicemedicals.com/>

E mail: fcmcustomerservice@gmail.com

Tel. Greece: +30 211 42 13 059 - +30 211 11 58340 - +30 211 0017253

Tel. Cyprus: +357 97740827